

DENTAL TRADITION
130
YEARS

Ritter®
[THE DENTAL EXPERTS]



X-1 Tischdunkelkammer

GIRARDELLI X-1 FÜR INTRAORALE FILME

Der Einstieg in die
Röntgenfilmentwicklung

Ritter
Made in Germany



X-1 Tisdunkelkammer

Die GIRARDELLI X-1 Tisdunkelkammer entspricht allen heutigen Anforderungen eines effizienten Hand-Entwicklungsgerätes.

Beste Lebensdauer

- Jedes verwendete Teil ist extrem stabil und chemie-resistent
- Minimalste Servicekosten über viele Jahre hinweg

GIRARDELLI – 100% "Made in Germany"

Ideale Bechergöße

- Erlaubt das Entwickeln von intraoralen Filmgrößen
- Sogar Okklusalfilme können entwickelt werden

GIRARDELLI – absolut flexibel

Minimale Wartung


- Nur kurze Reinigung der Becher notwendig beim Wechseln des verbrauchten Entwicklungskonzentrates

GIRARDELLI – anspruchslos und sorgenfrei

Einfachste Bedienung

- Über die Handeingriffe können die Filmhalter beladen und die Filme entwickelt werden
- Abgeschrägtes Oberteil erlaubt hervorragende Sichtmöglichkeit

GIRARDELLI – so einfach ist Entwickeln



Technische Daten

Abmessungen	46 x 32 x 30 cm (B x T x H)
Inhalt der Becher	4 x 0,225 Liter
Farbe	Oberteil weiß, Unterteil bläulich-grau
Gewicht	ca. 2,3 kg
Standard-Ausstattung	abnehmbare Rotlichtscheibe, 3 Filmhalter für Einzelfilme, 4 x 0,225 Liter Plastikbecher mit Schraubdeckel-Verschluss

Konstruktionsänderungen vorbehalten



Wir empfehlen Dental x-ray Entwickler und Fixierer von CARESTREAM.

DENTAL TRADITION
130
YEARS

Ritter[®]
[THE DENTAL EXPERTS]



X-1 Chairside Darkroom

GIRARDELLI X-1 FOR INTRA-ORAL X-RAY FILMS

The entry in x-ray film processing

Ritter
Made in Germany



X-1 Chairside Darkroom

The GIRARDELLI X-1 with integrated daylight attachment fulfils all present requirements of an efficient manual x-ray film developer.

Best durability

- Each component used is extremely stable and chemical resistant
- Minimal service costs for many years

GIRARDELLI – 100% "Made in Germany"

Ideal cup size

- allows the development of intra-oral film sizes
- even occlusal films can be developed

GIRARDELLI – absolutely flexible

Minimal maintenance


- when developing concentrate is being changed, only quick cleaning of cups is necessary

GIRARDELLI – frugal and carefree

Simple and convenient operation

- via handling sleeves and by using the film hangers, the films can easily be developed
- angled top allows excellent visibility at all times

GIRARDELLI – developing is simple



Technical information

Dimensions	46 x 32 x 30 cm (WxDxH) (18.1 x 12.6 x 11.8 in)
Capacity of cups	4 x 0.225 ltr.
Colour	upper part white, bottom part blue-grey
Weight	approx. 2.3 kg
Standard-configuration	red light filter shield, 3 single-clip film hangers, 4 x 0.225 litre plastic cups with screw-on lids

Subject to change



We recommend dental x-ray developer and fixation bath from CARESTREAM.